

Wycisk cyfrowy	Dzień 1	Dzień 2	Dzień 3	Dzień 4	Dzień 5	Dzień 6	Dzień 7
Bez modeli drukowanych. Korony i mosty pełnokonturowe w odcinku bocznym tzw. braki zaklinowane z jednoznacznie określonym zwarcie.	Przesłanie skanów do laboratorium do godziny 14:00	Wysyłka gotowej pracy.	Dostarczenie pracy do gabinetu: - do godziny 12:00 - do godziny 18:00				
Z modelami drukowanymi. Korony i mosty pełnokonturowe lub anatomicznie ograniczone podbudowy licowane ceramiką w odcinku bocznym jak i przednim z jednoznacznie określonym zwarcie. Do 4 punktów.	Przesłanie skanów do laboratorium do godziny 14:00	Realizacja zlecenia.	Realizacja zlecenia.	Wysyłka gotowej pracy.	Dostarczenie pracy do gabinetu: - do godziny 12:00 - do godziny 18:00		
Z modelami drukowanymi. Korony i mosty pełnokonturowe lub anatomicznie ograniczone podbudowy licowane ceramiką w odcinku bocznym jak i przednim z jednoznacznie określonym zwarcie. Powyżej 4 punktów.	Przesłanie skanów do laboratorium do godziny 14:00	Realizacja zlecenia.	Realizacja zlecenia.	Realizacja zlecenia.	Wysyłka gotowej pracy.	Dostarczenie pracy do gabinetu: - do godziny 12:00 - do godziny 18:00	
Z modelami drukowanymi. Korony i mosty pełnokonturowe lub anatomicznie ograniczone podbudowy licowane ceramiką w odcinku bocznym jak i przednim z jednoznacznie określonym zwarcie. Na podstawie DSD.	Przesłanie skanów do laboratorium do godziny 14:00	Realizacja zlecenia.	Realizacja zlecenia.	Realizacja zlecenia.	Realizacja zlecenia.	Wysyłka gotowej pracy.	Dostarczenie pracy do gabinetu: - do godziny 12:00 - do godziny 18:00